

EDTA CREAM 17% 5 ml



Preparat wspomagajcy przy leczeniu endodontycznym.

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

28,00 zł

Kwota podatku: 2,07 zł

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Szczegóły produktu

skład: 17% EDTA, 10% Nadtlenku mocznika, baza żelowa.

Zastosowanie: Preparat wspomagający przy leczeniu endodontycznym, EDTA działa chelatując wiązając jony wapnia, ułatwiając udrażnianie i poszerzanie kanałów korzeniowych, jako lubrykant ułatwia mechaniczno-chemiczne opracowywanie kanałów. Zawarty w preparacie nadtlenek mocznika zmniejsza lub likwiduje powstałe przebarwienia tkanek twardych, silnie pieni się w kontakcie z podchlorynem sodu, co ułatwia usuwanie resztek miazgi i innych zanieczyszczeń z kanału korzeniowego.

Opinie

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.