

WYTRAWIACZ DO SZKLIWA 50 ml



Preparat do wytrawiania szkliwa i zębiny zębów stałych i mlecznych

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

59,00 zł

Kwota podatku: 4,37 zł

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Wytrawiacze : WYTRAWIACZ DO SZKLIWA 50 ml

Szczegóły produktu

Skład: 37% kwas O-fosforowy, baza żelowa, barwnik.

Zastosowanie: Preparat do wytrawiania szkliwa i żłbiny żębów stałych i mlecznych - przed zastosowaniem bondów, a następnie materiałów kompozytowych lub laków szczelinowych.

Opinie

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.